


유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd226/Dnam-1 단일클론 항체 () - Q8K4F0

품목 번호: CM0008532



소개

마우스 CD226/DNAM-1을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역세포 접착, NK 및 CTL 세포독성, 림프구 신호전달 연구를 위한 유세포 분석에 검증되었습니다. 마우스와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD226/DNAM-1 mAb
비고/별칭	Ptal; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
종	마우스
유전자 ID (사람)	10666
유전자 ID	225825
면역원	마우스 CD226/DNAM-1의 아미노산 19-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_848802.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8K4F0
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩