

Rabbit Anti-Mouse Cd23 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P20693

품목 번호: CM0008573

소개

접합 토끼 단일클론 항체(마우스 CD23(FcεRII) 표적), 유세포분석용으로 검증됨. B 세포 분화 및 IgE 조절에 관여하는 저친화도 IgE 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD23 mAb
비고/별칭	CD23; Fcε2; Fcεr2; Ly-42
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	2208
유전자 ID (마우스)	14128
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD23 (NP_038545.1)의 아미노산 50-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC(유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P20693
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)