

유세포분석용 토끼 유래 마우스 Cd23 단클론 항체 - P20693

품목 번호: CM0010709

소개

마우스 CD23(저친화성 IgE 수용체, Fcεr2)에 대한 접합 토끼 단클론 항체를 만나보세요. 유세포분석에 검증되었으며 B세포 분화 및 IgE 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 CD23 단클론 항체
비고/별칭	CD23; Fcε2; Fcεr2; Ly-42
종	마우스
인간 유전자 ID	2208
유전자 ID	14128
면역원	마우스 CD23 (NP_038545.1)의 아미노산 50-331에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P20693
단백질 분자량	37KDa
배송 방식	아이스백