

Rabbit Anti-Mouse Cd23 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P20693

품목 번호: CM0006168

소개

Rabbit anti-Mouse CD23 (Fcer2) 단일클론 항체, 유세포 분석용으로 검증됨. IgE 조절, B 세포 분화 및 대식세포 활성화에 관여하는 저친화도 IgE 수용체를 인식함. 알레르기 및 면역학 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD23 mAb
비고/별칭	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	2208
GeneID	14128
면역원	마우스 CD23 (NP_038545.1)의 아미노산 50-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	P20693
단백질 분자량	37KDa
배송	아이스 팩