

토끼 항마우스 Cd24 단일클론항체 (Fc용) - P24807

품목 번호: CM0005224

소개

유세포 분석으로 마우스 CD24를 검출하기 위한 표지 토끼 항마우스 CD24 단일클론항체입니다. 검증된 종 반응성: 마우스. 면역세포 프로파일링 및 자가면역 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD24 mAb
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; 넥타드린
종	마우스
유전자ID (인간)	100133941
유전자ID	12484
면역원	제조합 단백질; 마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송 방식	아이스백