

Rabbit Anti-Mouse Cd24 단클론항체 - 유세포 분석용 - P24807

품목 번호: CM0010387

소개

로 접합된 마우스 CD24 (HSA, Ly-52, nectadrin)에 대한 토끼 단클론항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 마우스 CD24를 인식합니다. 면역 세포 분화 및 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
종	마우스
유전자 ID (인간)	100133941
유전자 ID (마우스)	12484
면역원	마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단클론항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스팩