

Rabbit Anti-Mouse Cd24 Monoclonal Antibody For If/Fc - P24807

품목 번호: CM0008668

소개

면역형광법 및 유세포 분석에 대해 검증된, 마우스 CD24를 표적하는 접합 토끼 단클론성 항체입니다. B세포 활성화 및 흉선세포 발달과 관련된 면역 세포 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
별칭	HSA, Cd24, Ly-52, nectadrin
종 반응성	마우스(Mouse)
사람 유전자 ID	100133941
마우스 유전자 ID	12484
면역원	마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
항체 유형	단클론성 항체(Monoclonal Antibodies)
응용 분야	IF/ICC, IF-P, FC
교차 반응성	마우스(Mouse)
UniProt 액세스션 번호	P24807
예상 분자량	8kDa
배송 조건	아이스 팩(Ice bag)