

Rabbit Anti-Mouse Cd24 Monoclonal Antibody For If/Icc And Fc - P24807

품목 번호: CM0005690

소개

면역형광법(IF/ICC) 및 유세포분석(FC)용 접합 마우스 CD24 표적 토끼 단일클론 항체. CD24은 세포 분화, 홍선세포 발달, B세포 활성화 및 자가면역에 관여하는 GPI-앵커 세포 표면 당단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
종 (Species)	Mouse
GeneID (인간)	100133941
GeneID	12484
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)