

Rabbit Anti-Mouse Cd25 Monoclonal Antibody For Fc - P01590

품목 번호: CM0008519

소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스 CD25 (IL-2 수용체 알파)를 표적합니다. 마우스 CD25에 특이적으로 반응합니다. 면역학 및 조절 T 세포 연구의 유세포 분석(FC) 용도로 검증되었으며, 면역 관용 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
비고/별칭	CD25; IL2r; Ly-43
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	3559
유전자 ID	16184
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD25 (NP_032393.3)의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P01590
단백질 분자량	30KDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)