

유세포 측정용 토끼 항마우스 CD25 단클론 항체 - P01590

품목 번호: CM0008908

소개

유세포 측정용 마우스 CD25(IL-2Rα)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스에서 검증되었습니다. Treg 매개 면역 내성의 핵심 조절자인 인터루킨-2 수용체 서브유닛 알파를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD25 mAb
비고/별칭	CD25; IL2r; Ly-43
종	마우스
유전자ID (인간)	3559
유전자ID	16184
면역원	재조합 단백질 마우스 CD25의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_032393.3).
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	30KDa
배송 방식	아이스 팩