

유세포 분석용 토끼 유래 항마우스 Cd25 단클론 항체 - P01590

품목 번호: CM0011348

소개

유세포 분석에 적합한 고품질 ABflo 450 접합 토끼 유래 항마우스 CD25 단클론 항체입니다. 마우스 CD25(IL-2 수용체 알파)를 인식하여 Treg 식별 및 면역 내성 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 유래 항마우스 CD25 단클론 항체
비고/별칭	CD25; IL2r; Ly-43
반응 종	마우스
유전자ID (인간)	3559
유전자ID	16184
면역원	제조합 단백질 마우스 CD25(NP_032393.3)의 아미노산 22-236번 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스백