

토끼 항-마우스 Cd25 단클론 항체 유세포 분석용 - P01590

품목 번호: CM0007847

소개

마우스 CD25(IL2RA)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체, 유세포 분석용으로 검증됨. Treg 식별 및 IL-2 수용체 연구에 유용. 마우스 특이적, 30kDa. - P01590

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD25 mAb
비고/별칭	CD25; Il2r; Ly-43
종	마우스
GeneID (인간)	3559
GeneID	16184
면역원	마우스 CD25(NP_032393.3)의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 중량	30kDa
배송	아이스팩