

유세포 분석용 토끼 유래 마우스 항CD25 단클론 항체 (Il2Ra, P55) - P01590

품목 번호: CM0012578

소개

유세포 분석 검증 완료된 토끼 유래 마우스 항CD25 단클론 항체입니다. 마우스 IL2RA/p55 (UniProt P01590, 30 kDa)를 표적으로 합니다. Treg 및 면역 내성 유세포 분석 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 항CD25 mAb
비고/별칭	CD25; Il2r; Ly-43
종	마우스
유전자 ID (인간)	3559
유전자 ID	16184
면역원	마우스 CD25 (NP_032393.3)의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩