


If/Icc, Fc용 토끼 항-마우스 Cd252(Ox40 리간드) 단일클론 항체 - P43488

품목 번호: CM0009979



소개

마우스 CD252(OX40 리간드)에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체. IF/ICC 및 FC에 대해 검증되었습니다. T세포 증식과 사이토카인 생성을 공동 자극합니다. 약 22 kDa의 막 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD252(OX40 리간드) mAb
비고/별칭	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
종	마우스
유전자 ID(인간)	7292
유전자 ID	22164
면역원	재조합 단백질 마우스 CD252(OX40 리간드)의 아미노산 51~198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_033478.1).
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P43488
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩