


토끼 항생쥐 CD252(Ox40 리간드) 단클론 항체 (If/Icc, Fc 용) - P43488

품목 번호: CM0005110



소개

생쥐 CD252(OX40 리간드)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, IF/ICC 및 FC에서 검증되었습니다. 재조합 면역원(아미노산 51-198)이 특이성을 보장합니다. T세포 공동자극 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항생쥐 CD252(OX40 리간드) mAb
비고/별칭	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
종	생쥐
인간 유전자 ID	7292
유전자 ID	22164
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	생쥐
SWISS	P43488
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩