

Rabbit Anti-Mouse Cd262/Trailr2 Monoclonal Antibody For Fc - Q9Qzm4

품목 번호: CM0008404

소개

접합 토끼 단일클론 항체(마우스 CD262/TRAILR2 [사멸 수용체 5, MK] 대상). 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증됨. 42 kDa 단백질을 검출하며 마우스와 반응함. 세포자멸사 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD262/TRAILR2 mAb
비고/별칭	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	8795
GeneID	21933
면역원(Immunogen)	마우스 CD262/TRAILR2 (NP_064671.2)의 아미노산 53-170에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9QZM4
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)