

Rabbit Anti-Mouse Cd262/Trailr2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Qzm4

품목 번호: CM0005340

소개

접합 토끼 단일클론 항체는 마우스 CD262/TRAILR2 (DR5)를 표적하며, TRAIL 결합 시 세포 사멸을 매개하는 수용체입니다. 마우스 샘플의 유세포 분석 검출을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD262/TRAILR2 mAb
비고/별칭	MK, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	8795
GeneID	21933
면역원(Immunogen)	마우스 CD262/TRAILR2 (NP_064671.2)의 아미노산 53-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9QZM4
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)