

Rabbit Anti-Mouse Cd267/Taci 단일클론항체 (Fc용) - Q9Et35

품목 번호: CM0012212

소개

마우스 CD267/TACI (SWISS: Q9ET35)를 표적하는 접합 토끼 단일클론항체로 유세포 분석(FC)에 사용됩니다. B- 및 T-세포 기능 연구 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD267/TACI mAb
비고/별칭	Taci; I200009E08Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	23495
유전자 ID	57916
면역원	마우스 CD267/TACI (NP_067324.1)의 아미노산 5-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9ET35
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백