

토끼 항마우스 Cd267/Taci 단클론 항체 (Fc용) - Q9Et35

품목 번호: CM0011377

소개

마우스 CD267/TACI (TNFRSF13B)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석법(FC)에서 검증되었으며 마우스 시료에 반응합니다. B세포 및 T세포 기능 연구, 체액성 면역 연구, 진단 응용 분야에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD267/TACI mAb
비고/별칭	Taci; I200009E08Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	23495
유전자 ID (마우스)	57916
면역원	마우스 CD267/TACI (NP_067324.1)의 아미노산 5번부터 129번까지의 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9ET35
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백