

유세포 분석용 Abflo 647 Rabbit Anti-Mouse Cd267/Taci 단일클론 항체 - Q9Et35

품목 번호: CM0012452

소개

마우스 CD267/TACI에 대한 ABflo 647 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. B 및 T 세포 면역 및 체액성 조절에 관여하는 수용체를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD267/TACI mAb
비고/별칭	Taci; I200009E08Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	23495
유전자 ID	57916
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9ET35
단백질 무게	27kDa
배송	아이스백