

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd268/Baff-R 단일클론 항체 - Q9D8D0

품목 번호: CM0010082

소개

유세포 분석(FC)용 마우스 CD268/BAFF-R에 대한 접합
토끼 단일클론 항체. 마우스 반응성 검증됨, 19kDa B-
세포 수용체 표적. B-세포 발달 및 면역학 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD268/BAFF-R mAb
비고/별칭	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
종	마우스
GeneID (Human)	115650
GeneID	72049
면역원	마우스 CD268/BAFF-R의 아미노산 10-71에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_082351.1).
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9D8D0
단백질 무게	19kDa
배송	아이스백