

Fc용 토끼 항-마우스 Cd270/Hvem 단일클론 항체 - Q80Wm9

품목 번호: CM0008893



소개

마우스 CD270/HVEM에 특이적인 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 연구 분야에서 이 면역 체크포인트 수용체를 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD270/HVEM mAb
비고/별칭	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
종	마우스
GeneID (인간)	8764
GeneID	230979
면역원	재조합 단백질 마우스 CD270/HVEM(NP_849262.1)의 아미노산 39-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q80WM9
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩