

## Rabbit Anti-Mouse Cd272/Btla Mab For Flow Cytometry - Q7Tsa3

품목 번호: CM0005888



### 소개

마우스 CD272/BTLA에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T 세포 및 B 세포의 억제성 수용체 기능과 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Mouse CD272/BTLA mAb                                        |
| 비고/별칭       | A630002H24                                                              |
| 종(Species)  | 마우스(Mouse)                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 151888                                                                  |
| 유전자 ID      | 208154                                                                  |
| 면역원         | 마우스 CD272/BTLA (NP_001032808.2)의 아미노산 30-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                              |
| 카테고리        | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                          |
| 응용          | FC                                                                      |
| 교차 반응성      | 마우스(Mouse)                                                              |
| SWISS       | Q7TSA3                                                                  |
| 단백질 분자량     | 34kDa                                                                   |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                          |