


토끼 항-마우스 Cd274/Pd-L1 Mab 유세포 분석용 - Q9Ep73

품목 번호: CM0012507



소개

유세포 분석용으로 검증된 결합 토끼 항-마우스 CD274/PD-L1 단일클론 항체입니다. 마우스 세포에서 PD-L1(B7-H1, Q9EP73)을 검출합니다. 면역종양학 연구에 적합합니다. CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD274/PD-L1 mAb
비고/별칭	B7h1; PdL1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
종	마우스
유전자 ID(인간)	29126
유전자 ID	60533
면역원	마우스 CD274/PD-L1(NP_068693.1)의 아미노산 19-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9EP73
단백질 중량	32kDa
배송	아이스백