


유세포 측정용 토끼 항마우스 Cd274/Pd-L1 단클론 항체 - Q9Ep73

품목 번호: CM0010193



소개

유세포 측정 응용 분야에서 마우스 CD274/PD-L1을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플과 반응하며, 크기는 32 kDa입니다. 면역 체크포인트 경로 및 항종양 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD274/PD-L1 mAb
비고/별칭	B7h1, PdL1, Pcdl1l1, Pcdl1lg1, A530045L16Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	29126
유전자ID	60533
면역원	마우스 CD274/PD-L1 (NP_068693.1)의 아미노산 19-235에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9EP73
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩