


유세포분석용 마우스 CD274/Pd-L1에 대한 토끼 단일클론 항체 () - Q9Ep73

품목 번호: CM0008928



소개

마우스 CD274/PD-L1에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석용으로 검증되었습니다. 면역 체크포인트 연구 및 종양 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 CD274/PD-L1에 대한 토끼 mAb
비고/별칭	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
종	마우스
GeneID (인간)	29126
GeneID	60533
면역원	재조합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9EP73
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩