

마우스 Cd28 항체용 토끼 단일클론 항체, Fc용 - P31041

품목 번호: CM0009685



소개

이 접합된 마우스 CD28에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화 및 면역 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 CD28 항체용 토끼 mAb
비고/별칭	Cd28
종	마우스
유전자 ID (인간)	940
유전자 ID	12487
면역원	마우스 CD28의 아미노산 20~149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_031668.3).
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P31041
단백질 중량	25kDa
배송	아이스팩