

Rabbit Anti-Mouse Cd28 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P31041

품목 번호: CM0012097



소개

유세포 분석용 마우스 CD28에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 CD28에 특이적이며 25 kDa 단백질을 인식합니다. T세포 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD28 mAb
비고/별칭	Cd28
종(Species)	Mouse (마우스)
Gene ID (Human)	940
Gene ID	I2487
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD28 (NP_031668.3)의 아미노산 20-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Applications)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P31041
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)