

Rabbit Anti-Mouse Cd301 (Mgl1/2) Monoclonal Antibody For Fc - P49300 / Q8Jzn1

품목 번호: CM0010921

소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스 CD301 (MGL1/2)를 표적하며, 유세포 분석에 적합합니다. 면역 및 대사에서 핵심적인 대식세포 력틴인 Clec10a/Clec10b를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD301 (MGL1/2) mAb
비고/별칭	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
종	Mouse
유전자 ID (인간)	10462/54551
유전자 ID	17312/216864
면역원	마우스 CD301a (NP_034926.1)의 아미노산 57-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	P49300/Q8JZN1
단백질 분자량	34kDa/38kDa
배송	아이스백