

Rabbit Anti-Mouse Cd301 (Mgl1/2) 단일클론항체 - 유세포분석용 - P49300 / Q8Jzn1

품목 번호: CM0011628

소개

마우스 CD301 (MGL1/2)에 대한 접합 토끼
단일클론항체. 유세포분석에 특화되어 있으며, 마우스
샘플과 반응합니다. 대식세포 갈락토오스 유형 렉틴을
인식하여 면역학 및 감염 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Mouse CD301 (MGL1/2) mAb
비고/별칭	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
종	마우스
GeneID (Human)	10462/54551
GeneID	17312/216864
면역원	제조함 단백질 마우스 CD301a (NP_034926.1)의 아미노산 57-304 서열에 해당하는 제조함 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P49300/Q8JZN1
단백질 분자량	34kDa/38kDa
배송	아이스백