

유세포 분석용 토끼 항마우스 Cd301 (Mgl1/2) 단클론 항체 - P49300 / Q8Jzn1

품목 번호: CM0010078

소개

유세포 분석용 접합 토끼 항마우스 CD301 (MGL1/2) 단클론 항체입니다. 면역 반응에 관여하는 활성화 대식세포 상의 갈락토스/N-아세틸갈락토사민 특이 렉틴인 마우스 CD301a와 CD301b를 검출합니다. 마우스 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD301 (MGL1/2) mAb
비고/별칭	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
종	마우스
유전자ID (인간)	10462/54551
유전자ID	17312/216864
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD301a (NP_034926.1)의 아미노산 57-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P49300/Q8JZN1
단백질 분자량	34kDa/38kDa
배송 방식	아이스 팩