


Rabbit Anti-Mouse Cd317/Bst2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8R2Q8

품목 번호: CM0004805



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-마우스 CD317/BST2 단일클론 항체. 선천성 면역 연구를 위해 형질세포성 수지상세포에 발현된 인터페론 유도 항바이러스 제한 인자인 BST2를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD317/BST2 mAb
비고/별칭	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
종(Species)	Mouse
유전자 ID (인간)	684
유전자 ID	69550
면역원	마우스 CD317/BST2 (NP_932763.1)의 아미노산 55-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	Mouse
SWISS	Q8R2Q8
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스백