


유세포분석용 토끼 항마우스 CD317/Bst2 단클론 항체 - Q8R2Q8

품목 번호: CM0010536



소개

마우스 CD317/BST2(GREG, HM1.24)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 항바이러스 제한에 관여하는 19kDa 골수 기질 항원을 인식합니다. 면역학 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD317/BST2 mAb
비고/별칭	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	684
유전자ID	69550
면역원	마우스 CD317/BST2(NP_932763.1)의 아미노산 55-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R2Q8
단백질 분자량	19kDa
배송 방법	아이스 팩