

Rabbit Anti-Mouse Cd34 Mab - Q64314

품목 번호: CM0010351

소개

IF/ICC 및 FC용 Rabbit anti-Mouse CD34 단클론 항체. 조혈 전구세포 항원 CD34(Q64314)를 표적합니다. 마우스 줄기세포 연구 및 진단에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	마우스
GeneID (사람)	947
GeneID	12490
면역원	마우스 CD34(NP_598415.1)의 아미노산 35~287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64314
단백질 분자량	35kDa/41kDa
배송	아이스팩