

Rabbit Anti-Mouse Cd34 단일클론항체 For Fc - Q64314

품목 번호: CM0004836

소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Mouse CD34 단일클론항체. 조혈 전구세포 접착 및 줄기세포 부착에 관여하는 마우스 CD34(41kDa)를 인식합니다. 마우스 FC 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
비고/별칭	CD34;CD34 분자;GIG3;MORT1
종	마우스
GeneID (Human)	947
GeneID	12490
면역원	재조합 단백질 마우스 CD34 (NP_598415.1)의 아미노산 35-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64314
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백