

Rabbit Anti-Mouse Cd34 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q64314

품목 번호: CM0009441

소개

마우스 CD34에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석을 위해 으로 접합되었습니다. 조혈 모세포 항원 CD34를 표적하며, 이는 줄기세포 및 조혈 연구의 핵심 마커입니다. 마우스 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
비고/별칭	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	947
유전자 ID	12490
면역원	재조합 단백질 (마우스 CD34의 aa 35-287, NP_598415.1)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q64314
단백질 분자량	41 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)