

Rabbit Anti-Mouse Cd352/Slamf6 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Et39

품목 번호: CM0009119

소개

유세포 분석용 마우스 CD352/SLAMF6를 표적하는 접합  
토끼 단일클론 항체. 면역학 연구에서 면역 세포 조절,  
NK 세포 활성화 및 T 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 값                                                                        |
| 제품명                      | Rabbit anti-Mouse CD352/SLAMF6 mAb                                       |
| 비고/별칭                    | KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000                                  |
| 종(Species)               | Mouse                                                                    |
| GeneID (사람)              | 114836                                                                   |
| GeneID (마우스)             | 30925                                                                    |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1)의 아미노산 31-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                                   |
| 카테고리                     | 단일클론 항체                                                                  |
| 응용(Application)          | FC                                                                       |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Mouse                                                                    |
| SWISS                    | Q9ET39                                                                   |
| 단백질 분자량                  | 39kDa                                                                    |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                           |