

Rabbit Anti-Mouse Cd366 (Tim-3) Mab For Flow Cytometry - Q8Vim0

품목 번호: CM0010198



소개

유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항체(마우스 TIM-3 (CD366) 표적). 마우스에 특이하며 교차 반응성이 없습니다. Th1, CD8+ T 세포, NK 세포, 대식세포의 면역 체크포인트 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Mouse CD366 (TIM-3) mAb
비고/별칭	Tim3; TIM-3; Timd3
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	84868
GeneID	171285
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q8VIM0
단백질 분자량	22kDa/31kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)