


Rabbit Anti-Mouse Cd38 Monoclonal Antibody For Fc - P56528

품목 번호: CM0005263



소개

마우스 CD38에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 마우스 모델에서 CD38의 림프구 신호 전달, 활성화 및 이동 역할을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	952
GeneID	12494
면역원(Immunogen)	마우스 CD38 (NP_031672.2)의 아미노산 45-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)