


유세포측정용 토끼 항마우스 Cd38 단클론 항체 - P56528

품목 번호: CM0012570



소개

마우스 CD38에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정(FC)에서 검증되었습니다. 칼슘 동원화, 신호 전달 및 림프구 활성화에 관여하는 다기능 막관통 당단백질인 마우스 CD38을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD38 mAb
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종	마우스
유전자ID (인간)	952
유전자ID	12494
면역원	마우스 CD38 (NP_031672.2)의 아미노산 45-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송 방법	아이스 팩