


토끼 항-마우스 Cd38 단일클론 항체(유세포 분석용) - P56528

품목 번호: CM0007922



소개

유세포 분석용 결합 토끼 항-마우스 CD38 단일클론 항체. 칼슘 동원, 림프구 활성화 및 수용체 매개 신호 전달에 관여하는 다기능성 막관통 당단백질인 CD38을 검출합니다. 면역세포 프로파일링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD38 mAb
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종	마우스
GeneID (사람)	952
GeneID	12494
면역원	재조합 단백질 마우스 CD38(NP_031672.2)의 아미노산 45-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩