

토끼 항마우스 Cd4 Mab (유세포분석용) - P06332

품목 번호: CM0005847

소개

유세포분석 검증 완료된 표지 토끼 유래 항마우스 CD4 단클론 항체입니다. T보조 세포 코수용체인 마우스 CD4(L3T4)를 인식하며, 면역표현형 분석 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
유전자ID (인간)	920
유전자ID	12504
면역원	재조합 단백질 마우스 CD4(NP_038516.1)의 아미노산 27-394번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스팩 포장