

토끼 항-마우스 Cd4 단클론항체 - P06332

품목 번호: CM0011299

소개

유세포 분석용으로 검증된 토끼 항-마우스 CD4 단클론항체. T 도움 세포 표면 마커인 마우스 CD4(L3T4)를 인식합니다. 마우스 모델에서의 면역표현형 분석 및 T세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                           |
| 제품명         | 토끼 항-마우스 CD4 단클론항체                                          |
| 비고/별칭       | L3T4; Ly-4                                                  |
| 종           | 마우스                                                         |
| 유전자 ID (인간) | 920                                                         |
| 유전자 ID      | 12504                                                       |
| 면역원         | 마우스 CD4의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_038516.1) |
| 출처          | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 단클론항체                                                       |
| 적용          | FC                                                          |
| 교차 반응성      | 마우스                                                         |
| SWISS       | P06332                                                      |
| 단백질 분자량     | 51kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                        |