

토끼 유래 마우스 Cd4 단클론 항체 (Fc용) - P06332

품목 번호: CM0008495

소개

마우스 CD4(L3T4, Ly-4)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플의 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T 헬프 세포 분석 및 면역 표현형 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 CD4 단클론 항체
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
인간 유전자 ID	920
유전자 ID	12504
면역원	마우스 CD4(NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백