

Rabbit Anti-Mouse Cd4 Monoclonal Antibody For Fc - P06332

품목 번호: CM0005520

소개

마우스 CD4에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 마우스 샘플의 T-헬퍼 세포 식별 및 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	920
GeneID	12504
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)