

유세포 분석용 토끼 항마우스 Cd4 단클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0009740

소개

유세포 분석용 접합 토끼 항마우스 CD4 단클론 항체입니다. 마우스 샘플에서 검증되었으며, T 헬퍼 세포 동정 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD4 단클론 항체
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID (마우스)	12504
면역원	제조합 단백질 / 마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩