

Abflo 488 Rabbit Anti-Mouse Cd4 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P06332

품목 번호: CM0005612

소개

마우스 CD4에 대한 토끼 단일클론 항체로, ABflo 488와 접합되었으며 유세포 분석용으로 특별히 설계되었습니다. T-helper 세포 마커인 마우스 CD4 (51 kDa)를 인식합니다. 면역학 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID (마우스)	12504
면역원	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)