

Rabbit Anti-Mouse Cd40 Monoclonal Antibody For Fc - P27512

품목 번호: CM0006179

소개

유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항체(마우스 CD40 타겟). CD40은 CD40LG의 수용체로, B세포 및 대식세포 활성화에 관여합니다. 마우스 샘플에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD40 mAb
비고/별칭	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	958
GeneID	21939
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD40 (NP_035741.2)의 아미노산 20-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P27512
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)