

유세포 분석용 토끼 항마우스 Cd40 단클론 항체 - P27512

품목 번호: CM0011792

소개

유세포 분석에 검증된 접합 토끼 항마우스 CD40 단클론 항체입니다. B세포와 대식세포 활성화에 관여하는 TNF 수용체 슈퍼패밀리 구성원인 마우스 CD40(UniProt P27512)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD40 mAb
비고/별칭	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
종	마우스
유전자 ID (인간)	958
유전자 ID	21939
면역원	마우스 CD40(NP_035741.2) 아미노산 20-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P27512
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩