


유세포 분석용 토끼 항마우스 CD44 단클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0012292



소개

마우스 CD44(Ly-24/Pgp-1)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 개발되었으며, 천연 마우스 CD44 항원을 인식합니다. CD44는 세포 접착, 림프구 귀향 및 종양 전이에서 중요한 역할을 수행합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
유전자ID (인간)	960
유전자ID	12505
면역원	마우스 CD44 (NP_033981.2)의 아미노산 23-17번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스 팩